





<p>nieprzemakalność oraz "paroprzepuszczalność" zapewniająca komfort dla skóry. Widoczne na każdym pojedynczym produkcie oznaczenie: rozmiaru, poziomu chłonności, nazwy handlowej. Nazwa handlowa oferowanego produktu: .....</p>	<p><b>90</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>90</p>	<p>8</p>	<p><b>98</b></p>							
<p><b>Wkłady anatomiczne (wkładki anatomiczne / urologiczne) dla kobiet, rozmiar 20 x 36cm (+/- 2cm) lub 20-21x 41-42 cm "SUPER",</b> powinny posiadać: anatomiczny kształt dopasowany do ciała, kilkakrotnie wyższą chłonność niż podpaski, wkład chłonny powinien być wykonany z włókniny wierzchniej nie wywołującej podrażnień, alergii, nie zawierając elementów lateksowych. Wkładka powinna posiadać absorbent pochłaniający nieprzyjemny zapach, falbanki boczne zabezpieczające przed ewentualnym wyciekaniem płynów, szeroki pasek klejowy zapewniający łatwe mocowanie do bielizny, produkt w całości powinien być wykonany z materiałów zapewniających "paroprzepuszczalność". Widoczne na każdym pojedynczym produkcie oznaczenie: nazwy handlowej produktu. Nazwa handlowa oferowanego produktu: .....</p>	<p><b>15</b></p>	<p>720</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p><b>720</b></p>							
<p><b>Pieluchomajtki wciągane (Majtki elastyczne) z wkładem chłonny, rozmiar M</b>, obwód pasa 80-110 (+/- 5cm) zawierające: podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym absorbentem, wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom, bez elementów lateksowych. Nazwa handlowa zaoferowanego produktu: .....</p>	<p><b>30</b></p>	<p>144</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p><b>144</b></p>							
<p>4.</p>	<p><b>60</b></p>	<p>0</p>	<p>60</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p><b>60</b></p>							
<p>5.</p>	<p><b>90</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>36</p>	<p>24</p>	<p><b>60</b></p>							



9.	<p><b>Pieluchomajtki o podstawowej chłonności tzw. "DZIENNE"</b>, rozmiar XL o obwodzie pasa 135 -170 cm, (+/- 5cm) zawierające: wkład chłonny z absorbentem moczu pochłaniającym zapach, falbanki boczne zapobiegające wyciekowi moczu i kału, elastyczne przylepcorzepty pozwalające na wielokrotne ich zamykanie i otwieranie oraz ściągacze taliowe obejmujące przód i tył dzięki czemu pieluchomajtki dopasowują się od ciała i nie umozliwiają zsunięcia się u osób chodzących, wskaźnik wilgotności. Zewnętrzna warstwa pieluchomajtki wykonana w całości z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakalność oraz "paroprzepuszczalność" zapewniająca komfort dla skóry. Widoczne na każdym pojedynczym produkcie oznaczenie: rozmiaru, poziomu chłonności, nazwy handlowej. Nazwa handlowa oferowanego produktu: .....</p>	op. 30	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<p><b>Pieluchomajtki o podwyższonej chłonności tzw. "NOCNE"</b>, rozmiar XXL o obwodzie pasa 160 -210 cm, (+/- 5cm) zawierające: wkład chłonny z absorbentem moczu pochłaniającym zapach, falbanki boczne zapobiegające wyciekowi moczu i kału, elastyczne przylepcorzepty pozwalające na wielokrotne ich zamykanie i otwieranie oraz ściągacze taliowe obejmujące przód i tył dzięki czemu pieluchomajtki dopasowują się od ciała i nie umozliwiają zsunięcia się u osób</p>																

